



## Étape 1a. – Prélever l'échantillon Prélèvement d'échantillon direct

Pour un prélèvement direct, utiliser la spatule du dispositif en guise d'écouvillon. Si un prélèvement direct sur le palais mou n'est pas possible en raison de la rigidité cadavérique, prélever l'échantillon au niveau de la limite gingivale. Après le prélèvement, passer à l'étape 2.



Prélever l'échantillon sur le palais mou (fond de la cavité buccale) en utilisant la spatule du dispositif.

OU




Prélever l'échantillon sur la limite gingivale. Passer l'écouvillon une fois sur la gencive inférieure et la gencive supérieure. NE PAS passer l'écouvillon sur le palais, les joues ou la langue.


OU

## Étape 1b. – Prélever l'échantillon Milieu de transport viral

Pour le prélèvement de l'échantillon dans un milieu de transport viral, suivre les instructions du fabricant du milieu de transport/écouvillon. Avant le test, mélanger doucement le contenu du tube de milieu de transport en le retournant plusieurs fois. Conserver entre 2 et 25 °C pendant le transport. Si l'échantillon ne peut pas être testé sous 48 heures après le prélèvement, le conserver à -70 °C.



Remplir progressivement la micropipette. Placer le bout de la micropipette dans le tube contenant le milieu transport et aspirer progressivement l'échantillon. Le remplissage de la pipette se fait automatiquement ; ne jamais pincer la micropipette durant le prélèvement.



Déposer l'échantillon cadavérique dans l'orifice à échantillon du dispositif. Passer à l'étape 2.

**REMARQUE :** si une bulle est présente, jeter l'échantillon et en prélever un autre à l'aide d'une nouvelle micropipette.

## Étape 2. Réaliser le test


Insérer le dispositif dans le flacon



Démarrer la minuterie



Le fluide violet traverse la fenêtre de résultat



**NE PAS** enlever le dispositif du flacon de solution révélatrice en cours de test.

## Étape 3. Lire les résultats

Les résultats positifs peuvent être interprétés dès que des traits sont visibles dans la zone de test (T) et la zone de contrôle (C).

Lire les résultats négatifs 30 minutes après l'insertion du dispositif dans le flacon de solution révélatrice.

### Négatif : trait dans la zone C

Trait dans la zone C  
Pas d'antigènes du virus Ebola détectés



- Un résultat de test réactif signifie que des antigènes du virus Ebola n'ont pas été détectés dans l'échantillon.
- Le résultat du test est interprété comme si des antigènes du virus Ebola n'avaient pas été détectés. Le cadavre est négatif pour les antigènes du virus Ebola.

Recommandations de CDC pour la communication de résultats Ebola négatifs : 1,2,3

### Non valide : refaire le test avec un échantillon frais

Pas de trait dans la zone C



Le fond violet obscurcit les résultats



Tout trait partiel dans la zone C ou T



### Positif : traits dans les zones C et T

Exemples de résultats positifs – Trait dans la zone C dans chaque test  
Trait dans la zone T      Trait dans la zone T      Trait de faible intensité dans la zone T



- Un résultat de test positif est interprété comme la détection d'antigènes du virus Ebola dans l'échantillon. Le cadavre est positif pour les antigènes du virus Ebola.
- Les personnes présentant un résultat positif avec l'OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test doivent, conformément aux recommandations du CDC et de l'OMS, faire l'objet de procédures d'inhumation sans risque et dans la dignité. Les personnes ayant été en contact avec un cadavre positif au virus Ebola doivent être identifiées et suivies.

### Informations de commande et description

1001-0426 Boîte de 25 tests  
1001-0427 Boîte de 100 tests  
1001-0425 Contrôles de la trousse  
1001-0428 Panneau de référence visuelle

Réf. 3001-2813 rév. 02/16

1 Voir "Universal Precautions", CDC, MMWR, 1988; 37(24):377-388. 2 Centers for Disease Control and Prevention and World Health Organization. Infection Control for Viral Haemorrhagic Fevers in the African Health Care Setting. Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, 1998:1-198. 3 Information for Health Care Workers in the United States: <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/index.html>

Pour des informations et des instructions complètes sur l'utilisation adéquate de l'OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test, voir la notice d'utilisation.

©2015, 2016 OraSure Technologies, Inc. U.S. Ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets. Voir [www.OraSure.com/patents](http://www.OraSure.com/patents). OraQuick® Ebola est une marque déposée d'OraSure Technologies, Inc.

### OraSure Technologies

220 East First Street  
Bethlehem, PA 18015 États-Unis  
téléphone : 800.ORASURE  
site web : [www.OraSure.com](http://www.OraSure.com)  
Fabriqué aux États-Unis